

Требования к компьютерной томографии для изготовления хирургического шаблона:

1. Рекомендуется использовать оборудование, имеющее поле сканирования не менее 120x120мм.

2. Необходимо попросить пациента во время сканирования коснуться кончиком языка места перехода твердого неба в мягкое. Щеки и губы необходимо изолировать от десны при помощи ватных валиков.

3. Голова пациента должна быть неподвижно зафиксирована, и рот немного приоткрыт. Для разобщения челюстей можно использовать одноразовый шприц или ватные валики

4. Если пациент пользуется съемными протезами, то они должны быть удалены из полости рта.

5. На томограмме верхней челюсти должна быть видна как минимум половина верхнечелюстной пазухи.

6. Убедитесь, что на томограмме видна вся челюсть целиком.

7. Рекомендованная толщина срезов: Верхняя челюсть = 0.3-0.4мм
Нижняя челюсть = не более 0.2мм.

8. Данные компьютерной томографии должны быть сохранены в формате DICOM (многофайловом, не сжатом).

9. Папку с файлами DICOM необходимо передать нам на CD, съемном носителе или по электронной почте (cidsminsk@gmail.com). Фамилию пациента необходимо писать латинскими буквами.

10. Заполнить бланк заказа.